

சகல தடுப்பு மருந்துகளும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் கொடுக்கப்படும்

வயது Age	பிண்ப்பு Type of vaccine	திகதி Date			பிண்ப்பு குறியீடு Batch No.	பிண்ப்பு விளைவுகள் Adverse effects following immunization
		வ Y	ம M	தி D		
பிறந்த உடன் At Birth	பிண்ப்பு B.C.G	2008	11	01		
2 மாதங்கள் முடிந்த பின்னர் 2 Months Completed	பிண்ப்பு 1 முக்கூட்டு 1 DPT 1 பிண்ப்பு 1 போலியோ 1 OPV 1 பிண்ப்பு 1 ஹெபைட்டைஸ் B1 Hepatitis B1	09	12	01		Infanrix Hexa 6
4 மாதங்கள் முடிந்த பின்னர் 4 Months Completed	பிண்ப்பு 2 முக்கூட்டு 2 DPT 2 பிண்ப்பு 2 போலியோ 2 OPV 2 பிண்ப்பு 2 ஹெபைட்டைஸ் B2 Hepatitis B2	09	03	02		Infanrix Hexa 6
6 மாதங்கள் முடிந்த பின்னர் 6 Months Completed	பிண்ப்பு 3 முக்கூட்டு 3 DPT 3 பிண்ப்பு 3 போலியோ 3 OPV 3 பிண்ப்பு 3 ஹெபைட்டைஸ் B3 Hepatitis B3	09	05	04		Infanrix Hexa 6
9 மாதங்கள் முடிந்த பின்னர் 9 Months Completed	பிண்ப்பு 4 முக்கூட்டு 4 DPT 4 பிண்ப்பு 4 போலியோ 4 OPV 4 பிண்ப்பு 4 ஹெபைட்டைஸ் B4 Hepatitis B4	09	08	10		Infanrix Hexa 6
18 மாதங்கள் முடிந்த பின்னர் 18 Months Completed	பிண்ப்பு 5 முக்கூட்டு 5 DPT 5 பிண்ப்பு 5 போலியோ 5 OPV 5 பிண்ப்பு 5 ஹெபைட்டைஸ் B5 Hepatitis B5	10	04	06		Priorix
2-5 வயது முடிந்த பின்னர் 2-5 Years Completed	பிண்ப்பு 6 முக்கூட்டு 6 DPT 6 பிண்ப்பு 6 போலியோ 6 OPV 6 பிண்ப்பு 6 ஹெபைட்டைஸ் B6 Hepatitis B6					Act-HIB
10-14 வயது முடிந்த பின்னர் 10-14 Years Completed	பிண்ப்பு 7 முக்கூட்டு 7 DPT 7 பிண்ப்பு 7 போலியோ 7 OPV 7 பிண்ப்பு 7 ஹெபைட்டைஸ் B7 Hepatitis B7					Japanese Encephalitis Vaccine-GCC inj.

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

வெள்ளை

பச்சை

சிவம்

நீலம்

வiolet

பச்சை

சிவம்

நீலம்

வiolet

7

Japanese Encephalitis Vaccine-GCC inj.

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C

1 dose/vial (0.5 ml)
Hib vaccine to be reconstituted with DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib à reconstituer avec DTPa-HbV-IPV
Vaccin Hib para reconstituir con DTPa-HbV-IPV
Inf. Apyec: 1.L.M.
Storage/Cons: +2°C +8°C